

E 980

Adaptador

para colocação perfeita de instrumentos ocós longos.



- Permite a colocação perfeita de instrumentos ocós longos
- Possível coloc. de diversos injectores ou adaptadores Luer-Lock

Código EAN: 4002514312071 / Número de material: 07025360 /

Número de material antigo: 69598001D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8527	•
PG 8528	•
Categoria do produto	
Outros acessórios	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos ocós	•
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0-0
Frequência em Hz	0-0
Potência total em kW	0,00-0,00
Fusível em A	0-0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura bruta em mm	15
Medida exterior, largura bruta em mm	100
Medida exterior, profundidade bruta em mm	80
Peso líquido em kg	0,04
Peso bruto em kg	0,05