

E 515/1

Carro

para colocação perfeita de aprox. 3 conjuntos para anestesia.



- Adequado também p/ 9 máscaras resp. até 1,5 m comp. e acessórios
- Colocação em espiral dos tubos de respiração
- Equipado com cesto de rede E 430
- Equipado com ligação para secagem com ar quente
- Régua magn. p/ reconhecimento automático do carro (sem ímanes ML)

Código EAN: 4002514312149 / Número de material: 07026590 /
Número de material antigo: 69551502D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7824	•
Categoria do produto	
Carro com ligação para secagem com ar quente	•
Carro para instrumentos de anestesia	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos de anestesia	•
Capacidade	
Conjuntos AN [número]	3
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	500
Medida exterior, largura líquida em mm	530
Medida exterior, profundidade líquida em mm	645
Medida exterior, altura bruta em mm	550
Medida exterior, largura bruta em mm	550
Medida exterior, profundidade bruta em mm	640
Peso líquido em kg	13,50
Peso bruto em kg	15,50
Incluído na embalagem	
E 430/1 1/3 cestos de rede [número]	1
E 431 injetor para foles, Ø 8 x 193 mm [número]	1
E 432 suporte para tubos de ventilação de foles [número]	1
E 433 suporte para tubos de ventilação em silicone [número]	3
E 434 suporte para tubos de ventilação de crianças [número]	1
E 466 Injetor 8 x 333 mm, para ressuscitadores [número]	6
E 495 Injetor 2,5 x 90 mm [número]	3
E 496 Injetor 4 x 120 mm [número]	15
Encaixes elásticos Ø 12 mm, para tubos de ventilação até 1,5 m de comprimento [número]	9
Régua magnética para deteção automática do carro (sem ímanes) [número]	1