

TK 180  
Cesto para secador  
para utilização no secador.



- Indicado para PT 5186 e PT 7186
- Para secagem de têxteis delicados
- Ideal para secar, por exemplo, calçado desportivo

Código EAN: 4002514715698 / Número de material: 07289550 /  
Número de material antigo: 59018001D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Secadores	•
<b>Categoria do aparelho/acessórios</b>	
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PWT 6089	•
<b>Categoria do produto</b>	
Cesto para secador	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Ligação elétrica	OHNE
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura bruta em mm	475
Medida exterior, largura bruta em mm	550
Medida exterior, profundidade bruta em mm	550
Peso líquido [kg]	0,96
Peso bruto em kg	2,94