

FP ED

Placa de filtro

reprocessável, em aço inox, para reprocessamento de cânulas de colo estreito.



- Para evitar bloqueios por partículas pequenas
- Reprocessamento simples para utilização duradoura

Código EAN: 4002514494548 / Número de material: 07290770 /
Número de material antigo: 69751202D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
Categoria do produto	
Filtro	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos de oftalmologia	•
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	1
Medida exterior, largura líquida em mm	33
Medida exterior, profundidade líquida em mm	33
Medida exterior, altura bruta em mm	12
Medida exterior, largura bruta em mm	80
Medida exterior, profundidade bruta em mm	120
Diâmetro em mm	30
Peso líquido em kg	0,00
Peso bruto em kg	0,00