

E 478/1

Encaixe

para limpeza ótima 4 cânulas estreitas (cânulas Sautter).



- Equipado com uma placa de filtro em aço inox (FP-ED)

Código EAN: 4002514496948 / Número de material: 07292920 /  
Número de material antigo: 69747802D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8536	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoria do produto	
Encaixe	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos CMI	•
Reprocessamento de instrumentos de oftalmologia	•
Capacidade	
Instrumentos ocus [número]	4
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	0
Medida exterior, largura líquida em mm	0
Medida exterior, profundidade líquida em mm	0
Medida exterior, altura bruta em mm	80
Medida exterior, largura bruta em mm	95
Medida exterior, profundidade bruta em mm	110
Peso líquido em kg	0,19
Peso bruto em kg	0,23