


KFR 10061

Prateleira para garrafas

para um armazenamento de garrafas seguro e economizador de espaço.

Código EAN: 4002514522289 / Número de material: 07316080 /  
Número de material antigo: 38991061EU1



- Adequado para frigoríficos/ combinados de instalação livre
- K 10.000 e 20.000 sem zona PerfectFresh e 60cm de largura
- Para um armazenamento equilibrado e tranquilo, p. ex., de vinho
- Alterável para diferentes níveis de prateleira
- Para até 9 garrafas, dependendo do tamanho e formato