

O 188/2

Cesto superior

para colocação perfeita de diversos complementos.



- Altura de montagem: 165 mm, ajustável em altura +/- 20 mm
- Com braço aspersor magnético integrado
- Íman para uso do sensor de braço aspersor do PG 8535, PG 8536

Código EAN: 4002514556178 / Número de material: 07333030 /
Número de material antigo: 69118802D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8535	•
PG 8536	•
Categoria do produto	
Suportes de cestos	•
Cesto superior	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	280
Medida exterior, largura líquida em mm	215
Medida exterior, profundidade líquida em mm	475
Medida exterior, altura bruta em mm	285
Medida exterior, largura bruta em mm	540
Medida exterior, profundidade bruta em mm	555
Peso líquido em kg	2,40
Peso bruto em kg	3,16