

O 190/2

Cesto superior

para colocação perfeita de diversos complementos.



- Altura de montagem: 215 mm mm
- Com braço aspersor magnético integrado
- Ímã para uso do sensor de braço aspersor do PG 8535, PG 8536

Código EAN: 4002514556185 / Número de material: 07333050 /  
Número de material antigo: 69119002D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Categoria do produto</b>	
Suportes de cestos	•
Cesto superior	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Altura máxima de carga em mm	215
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	265
Medida exterior, largura líquida em mm	531
Medida exterior, profundidade líquida em mm	475
Medida exterior, altura bruta em mm	285
Medida exterior, largura bruta em mm	540
Medida exterior, profundidade bruta em mm	555
Peso líquido em kg	2,40
Peso bruto em kg	3,19