

O 191/2

Cesto superior  
para colocação otimizada de cestos de rede.



- Altura de montagem: 115 +/- 20 mm
- Largura de montagem: 480 mm
- Profundidade de montagem: 450 mm
- Com braço de lavagem magnético integrado por cima do cesto
- Ímã para utilização do sensor do braço de lavagem da PG 8535, PG 8536

Código EAN: 4002514556192 / Número de material: 07333060 /  
Número de material antigo: 69119102D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Categoria do produto</b>	
Suportes de cestos	•
Cesto superior	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
<b>Capacidade</b>	
Cestos de rede DIN [número]	2
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	180
Medida exterior, largura líquida em mm	531
Medida exterior, profundidade líquida em mm	475
Medida exterior, altura bruta em mm	540
Medida exterior, largura bruta em mm	270
Medida exterior, profundidade bruta em mm	525
Peso líquido em kg	2,40
Peso bruto em kg	3,30