

O 167/1

Cesto superior

para colocação perfeita de palmilhas para sapatos de bloco operatório.



- Adequado para até 28 palmilhas
- Com braço aspersor magnético integrado
- Ímã para uso do sensor de braço aspersor do PG 8535, PG 8536

Código EAN: 4002514556215 / Número de material: 07333080 /

Número de material antigo: 69116703D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8535	•
PG 8536	•
Categoria do produto	
Complemento para socos de bloco OP	•
Cesto superior	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de socos de bloco OP	•
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	195
Medida exterior, largura líquida em mm	480
Medida exterior, profundidade líquida em mm	475
Medida exterior, altura bruta em mm	210
Medida exterior, largura bruta em mm	495
Medida exterior, profundidade bruta em mm	540
Peso líquido em kg	2,40
Peso bruto em kg	3,23