

O 173/1

Cesto superior

para colocação perfeita de sapatos de bloco operatório.



- Adequado para 8 sapatos de BO até tamanho 41
- Com braço aspersor magnético integrado
- Íman para uso do sensor de braço aspersor do PG 8535, PG 8536

Código EAN: 4002514556222 / Número de material: 07333090 /

Número de material antigo: 69117302D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8535	•
PG 8536	•
Categoria do produto	
Complemento para socos de bloco OP	•
Cesto superior	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de socos de bloco OP	•
Capacidade	
Socos de bloco OP [número]	8
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	195
Medida exterior, largura líquida em mm	531
Medida exterior, profundidade líquida em mm	475
Medida exterior, altura bruta em mm	540
Medida exterior, largura bruta em mm	270
Medida exterior, profundidade bruta em mm	525
Peso líquido em kg	2,40
Peso bruto em kg	3,30