

ASA 1

Braço de lavagem magnético

para o sensor de braço aspersor, aplicável no O 167, O 173, O 188, O 190.



- Equipável com cestos superiores sem braço aspersor magnético

Código EAN: 4002514569857 / Número de material: 07349850 /
Número de material antigo: 69113501D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8535	•
PG 8536	•
Categoria do produto	
Braço de lavagem magnético	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	55
Medida exterior, largura líquida em mm	75
Medida exterior, profundidade líquida em mm	605
Medida exterior, altura bruta em mm	47
Medida exterior, largura bruta em mm	80
Medida exterior, profundidade bruta em mm	615
Peso líquido em kg	0,31
Peso bruto em kg	0,40