

ASA 2

Braço de lavagem magnético

para monitorização do braço de lavagem, aplicável no O 191, E 327.



- Equipável c/ carro/cestos sup. s/ braço aspersor magnético

Código EAN: 4002514569864 / Número de material: 07349860 /
Número de material antigo: 69113601D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8535	•
PG 8536	•
Categoria do produto	
Braço de lavagem magnético	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	0
Medida exterior, largura líquida em mm	0
Medida exterior, profundidade líquida em mm	0
Medida exterior, altura bruta em mm	45
Medida exterior, largura bruta em mm	70
Medida exterior, profundidade bruta em mm	610
Peso líquido em kg	0,16
Peso bruto em kg	0,25