

MF 27/28-1

Carro de transporte

para carga & descarga de máquinas de lavagem & desinfecção.



- Equipado com 4 rodas, 2 delas reguláveis
- Manuseamento simples e agradável devido às pegas arredondadas
- Poss. ancorar ou fixar aos dois lados do apar., tapete rol. etc
- Altura de entrada 850 mm, - 100 mm, + 150 mm
- Com tabuleiro coletor removível, A 70, L 603, P 866 mm

Código EAN: 4002514594026 / Número de material: 07397640 /

Número de material antigo: 69200111D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8527	•
PG 8528	•
Categoria do produto	
Sistemas de arrumação/transporte	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0-0
Frequência em Hz	0-0
Potência total em kW	0,00-0,00
Fusível em A	0-0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	1050
Medida exterior, largura líquida em mm	740
Medida exterior, profundidade líquida em mm	930
Medida exterior, altura bruta em mm	1010
Medida exterior, largura bruta em mm	730
Medida exterior, profundidade bruta em mm	950
Peso líquido em kg	32,00
Peso bruto em kg	45,00