

KFP 1491 ss

Revestimento frontal em inox

para um design externo de alta qualidade de combinados MasterCool.

Código EAN: 4002514597959 / Número de material: 07431190 /  
Número de material antigo: 38996042EU1




- P/a porta superior de comb. de integrar de 90 cm de largura

KFP 1491 ss

Revestimento frontal em inox

para um design externo de alta qualidade de combinados MasterCool.



KFP1481ss, KFP1483ss, KFP1491ss, KFP1493,  
dimensions of furniture front, MasterCool (Sketch)  
\*Footnote