

E 942/3

Módulo de injetores

para colocação perfeita de até 116 pipetas.



- Adequado para 116 pipetas até altura 580 mm
- tamanho dos compartimentos ?? x ??

Código EAN: 4002514605036 / Número de material: 07459390 /
Número de material antigo: 69594204D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8527	•
PG 8528	•
Categoria do produto	
Complemento/Módulo para pipetas	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de pipetas/tubos	•
Capacidade	
Pipetas [número]	116
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	279
Medida exterior, largura líquida em mm	558
Medida exterior, profundidade líquida em mm	352
Medida exterior, altura bruta em mm	420
Medida exterior, largura bruta em mm	550
Medida exterior, profundidade bruta em mm	570
Peso líquido em kg	35,00
Peso bruto em kg	45,00