

## DOS S 20

Bomba doseadora de fole  
para dosagem de líquidos meios ácidos.



- Para dosagem de secante, neutralizante
- Para montagem posterior pelo serviço técnico da Miele

Código EAN: 4002514641904 / Número de material: 07514600 /  
Número de material antigo: 69226004D

<b>Gama de produtos</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PG 8536	•
<b>Categoria do produto</b>	
Sistema de dosagem	•
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	0
Medida exterior, largura líquida em mm	0
Medida exterior, profundidade líquida em mm	0
Medida exterior, altura bruta em mm	245
Medida exterior, largura bruta em mm	258
Medida exterior, profundidade bruta em mm	270
Peso líquido em kg	2,45
Peso bruto em kg	2,91