

DOS NA 120

Bomba doseadora de fole para dosagem de meios líquidos, neutros/alcalinos.



- Para dosagem de detergente líquido, emulsionante
- Para dosagem de desinfetantes químicos
- Para montagem posterior pelo serviço técnico da Miele

Código EAN: 4002514641911 / Número de material: 07514610 /
Número de material antigo: 69226005D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8536	•
Categoria do produto	
Sistema de dosagem	•
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	0
Medida exterior, largura líquida em mm	0
Medida exterior, profundidade líquida em mm	0
Medida exterior, altura bruta em mm	300
Medida exterior, largura bruta em mm	250
Medida exterior, profundidade bruta em mm	420
Peso líquido em kg	2,45
Peso bruto em kg	2,89