

RK LWMM

Condutivimetro

todo o equipamento complementar para o PG 8536.



Código EAN: 4002514641928 / Número de material: 07514620 /
Número de material antigo: 69224015D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8536	•
Categoria do produto	
Outros acessórios	•
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	0
Medida exterior, largura líquida em mm	0
Medida exterior, profundidade líquida em mm	0
Medida exterior, altura bruta em mm	280
Medida exterior, largura bruta em mm	250
Medida exterior, profundidade bruta em mm	420
Peso líquido em kg	2,02
Peso bruto em kg	2,97