


E 491

Complemento
para colocação perfeita de instrumentos rotativos.



- Indicado para 18 hastes de turbinas
- Adequado para 30 contra-ângulos
- Adequado também p/ instrumentos rotativos, por ex., em podologia

Código EAN: 4002514697949 / Número de material: 07600210 /
Número de material antigo: 68549101D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Categoria do produto	
Complemento/Módulo para instrumentos dentários	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos dentários	•
Capacidade	
Hastes [número]	48
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	53
Medida exterior, largura líquida em mm	70
Medida exterior, profundidade líquida em mm	120
Medida exterior, altura bruta em mm	100
Medida exterior, largura bruta em mm	265
Medida exterior, profundidade bruta em mm	180
Peso líquido em kg	0,85
Peso bruto em kg	1,00