

E 936

Complemento

para colocação perfeita de até 15 punhos de candeieiros cirúrgicos.



Código EAN: 4002514811260 / Número de material: 07759480 /
Número de material antigo: 69593601D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
Categoria do produto	
Outros complementos	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos	•
Capacidade	
Manípulos de lâmpada [número]	15
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	90
Medida exterior, largura líquida em mm	245
Medida exterior, profundidade líquida em mm	500
Medida exterior, altura bruta em mm	130
Medida exterior, largura bruta em mm	275
Medida exterior, profundidade bruta em mm	530
Peso líquido em kg	0,50
Peso bruto em kg	0,92