

E 499

Dispositivo de lavagem para colocação otimizada de cânulas de sucção, lavagem e de insuflação.



- Possíveis diferentes formas de ligação a cânulas de sucção e lavagem
- Compatível com carros de transporte para injectores

Código EAN: 4002514811482 / Número de material: 07759500 /
Número de material antigo: 69549901D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoria do produto	
Casquilho	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos CMI	•
Reprocessamento de instrumentos de ORL	•
Reprocessamento de instrumentos ocios	•
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	0
Medida exterior, largura líquida em mm	0
Medida exterior, profundidade líquida em mm	0
Medida exterior, altura bruta em mm	30
Medida exterior, largura bruta em mm	110
Medida exterior, profundidade bruta em mm	170
Peso líquido em kg	0,20
Peso bruto em kg	0,23