

E 499

Dispositivo de lavagem

para colocação otimizada de cânulas de sucção, lavagem e de insuflação.



- Possíveis diferentes formas de ligação a cânulas de sucção e lavagem
- Compatível com carros de transporte para injectores

Código EAN: 4002514811482 / Número de material: 07759500 /

Número de material antigo: 69549901D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Categoria do produto</b>	
Casquilho	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de instrumentos CMI	•
Reprocessamento de instrumentos de ORL	•
Reprocessamento de instrumentos ocos	•
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0-0
Frequência em Hz	0-0
Potência total em kW	0,00-0,00
Fusível em A	0-0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura bruta em mm	30
Medida exterior, largura bruta em mm	110
Medida exterior, profundidade bruta em mm	170
Peso líquido em kg	0,20
Peso bruto em kg	0,23