

E 498

Injetor

p/ colocação perfeita máscaras laringeas duplas e unitubulares. Altura 238 mm.



- A 238 mm, com tubo lateral 120 mm

Código EAN: 4002514811673 / Número de material: 07760120 /
Número de material antigo: 69749801D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoria do produto	
Injetor	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos de anestesia	•
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	0
Medida exterior, largura líquida em mm	0
Medida exterior, profundidade líquida em mm	238
Medida exterior, altura bruta em mm	80
Medida exterior, largura bruta em mm	160
Medida exterior, profundidade bruta em mm	250
Peso líquido em kg	0,12
Peso bruto em kg	0,12