

E 900-5/2

Carro

para limpeza ótima de conjuntos de instrumentos até 5 níveis.



- Capacidade 15 cestos DIN*
- As alturas de montagem dos níveis individuais são diferentes
- Régua magn. p/ reconhecimento automático carro (incl. íman ML)

* Peneira DIN: 485 x 254 x 50 mm

Código EAN: 4002514816418 / Número de material: 07765760 /
Número de material antigo: 69590006D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8527	•
PG 8528	•
Categoria do produto	
Carro para complementos	•
Carro para colocação de cestos de rede	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos	•
Capacidade	
Cestos de rede DIN [número]	15
Cestos de rede SPRI [número]	10
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	605
Medida exterior, largura líquida em mm	640
Medida exterior, profundidade líquida em mm	790
Medida exterior, altura bruta em mm	680
Medida exterior, largura bruta em mm	560
Medida exterior, profundidade bruta em mm	650
Peso líquido em kg	12,85
Peso bruto em kg	12,85
Incluído na embalagem	
Régua magnética para deteção automática do carro (sem ímanes) [número]	1