

E 925

Módulo de injetores
para colocação perfeita de instrumentos CMI curtos.



- Adequado para até 20 instrumentos ocios*
- Divisórias para por ex. artroscopia, laparoscopia

* O comprimento máximo dos instrumentos ocios é de 190 mm na fila superior e de 220 mm na fila inferior.

Código EAN: 4002514910796 / Número de material: 07904100 /
Número de material antigo: 69592501D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8527	•
PG 8528	•
Categoria do produto	
Complemento/Módulo para instrumentos CMI	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Capacidade	
Instrumentos ocios [número]	20
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	40
Medida exterior, largura líquida em mm	568
Medida exterior, profundidade líquida em mm	510
Medida exterior, altura bruta em mm	560
Medida exterior, largura bruta em mm	280
Medida exterior, profundidade bruta em mm	630
Peso líquido em kg	4,00
Peso bruto em kg	4,00
Incluído na embalagem	
E 336 casquilhos MIBO, Ø 11 mm, comprimento 121 mm [número]	1
E 362 parafusos cegos [número]	2
E 442 casquilhos, Ø 11 mm, comprimento 121 mm, com tampa Ø 6 mm [número]	1
E 447 Adaptador fêmea, para Luer-Lock macho [número]	2
E 448 Tubo de silicone com adaptador Luer-Lock fêmea [número]	4
E 449 Adaptador macho, para Luer-Lock fêmea [número]	2
E 452 Injetor 2,5 x 60 mm [número]	4
E 453 Injetor 4 x 110 mm com mola de fixação [número]	3
E 454 Injetor para cânula do Trokar 10–15 mm [número]	3
E 464 Encaixe para injetor E 454 [número]	1
E 472 Mola de fixação para injetores Ø 4 mm [número]	1
E 907/1 Cesto de rede com tampa para peças pequenas [número]	1