

APH 550 Segó  
Segolabel Miele Edition: kit inicial  
para produção de etiquetas para produtos esterilizados.



- Conjunto completo de impressora, fonte de alimentação, cabos e 1000 etiquetas
- Marcação segura do material esterilizado embalado
- Complemento importante para Segosoft Miele Edition
- Complemento útil para esterilizadores CUBE/CUBE X
- Ligação fácil através de cabo USB

Código EAN: 4002514940502 / Número de material: 07951400 /  
Número de material antigo: 68814001D

<b>Gama de produtos</b>	
Esterilizadores de bancada	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
<b>Categoria do produto</b>	
Documentação do processo/dos dados operacionais/ comunicação	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Cor	Cinzentó
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de instrumentos de anestesia	•
Reprocessamento de instrumentos CMI	•
Reprocessamento de instrumentos de oftalmologia	•
Reprocessamento de instrumentos robóticos	•
Reprocessamento de instrumentos GIN	•
Reprocessamento de instrumentos de ORL	•
Reprocessamento de instrumentos dentários	•
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos	•
Reprocessamento de instrumentos ocós	•
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos ortopédicos	•
Reprocessamento de hastes intramedulares/brocas intramedulares	•
Reprocessamento de cestos de rede	•
Reprocessamento de diversos utensílios	•
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	178
Medida exterior, largura líquida em mm	135
Medida exterior, profundidade líquida em mm	240
Medida exterior, altura bruta em mm	230
Medida exterior, largura bruta em mm	300
Medida exterior, profundidade bruta em mm	240
Peso líquido em kg	2,45
Peso bruto em kg	2,90
<b>Normas, cert. e marc.</b>	
CE	•