

APH 301

Cabo de ligação tipo 1  
para ligação de um aparelho com interface serial a um PC.



- Compatível com Miele PWD853x, PLW611x, PG858x/9x com XKM RS232 10 Med
- Compatível com inúmeros aparelhos da Melag, Sirona, W&H e Hawo
- Cabo cruzado, 3 m de comprimento

Código EAN: 4002514940526 / Número de material: 07951420 /  
Número de material antigo: 68815201D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Esterilizadores de bancada	•
Equipamentos compatíveis	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
Categoria do produto	
Documentação do processo/dos dados operacionais/comunicação	•
Caraterísticas do produto	
Cor	Cinzeno
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de pipetas/tubos	•
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Reprocessamento de lâminas	•
Reprocessamento de butirómetros	•
Reprocessamento de frascos de farmácia/infusão	•
Reprocessamento de instrumentos de anestesia	•
Reprocessamento de instrumentos CMI	•
Reprocessamento de instrumentos de oftalmologia	•
Reprocessamento de instrumentos robóticos	•
Reprocessamento de instrumentos GIN	•
Reprocessamento de instrumentos de ORL	•
Reprocessamento de instrumentos dentários	•
Reprocessamento de socos de bloco OP	•
Reprocessamento de alguidares	•
Reprocessamento de reniformes	•
Reprocessamento de biberões	•
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos	•
Reprocessamento de instrumentos ocos	•
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos ortopédicos	•

APH 301

Cabo de ligação tipo 1  
para ligação de um aparelho com interface serial a um PC.



Código EAN: 4002514940526 / Número de material: 07951420 /

Número de material antigo: 68815201D

Reprocessamento de hastes intramedulares/brocas intramedulares •

Reprocessamento de tabuleiros/bandejas •

Reprocessamento de cestos de rede •

Reprocessamento de provetas graduadas •

Reprocessamento de recipientes, p. ex., depósitos de cal sodada •

Reprocessamento de diversos utensílios •

#### Dimensões e peso

Medida exterior, altura líquida em mm 0

Medida exterior, largura líquida em mm 0

Medida exterior, profundidade líquida em mm 0

Medida exterior, altura bruta em mm 12

Medida exterior, largura bruta em mm 100

Medida exterior, profundidade bruta em mm 150

Peso líquido em kg 0,12

Peso bruto em kg 0,13