

APH 595

Fita de transferência a cores

para utilização na impressora de etiquetas APH 550 Segó.



Código EAN: 4002514940625 / Número de material: 07951520 /

Número de material antigo: 68816101D

Categorias de produto associadas	
Esterilizadores de bancada	•
Equipamentos compatíveis	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Categoria do produto	
Documentação do processo/dos dados operacionais/ comunicação	•
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos de anestesia	•
Reprocessamento de instrumentos CMI	•
Reprocessamento de instrumentos de oftalmologia	•
Reprocessamento de instrumentos robóticos	•
Reprocessamento de instrumentos GIN	•
Reprocessamento de instrumentos de ORL	•
Reprocessamento de instrumentos dentários	•
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos	•
Reprocessamento de instrumentos ocos	•
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos ortopédicos	•
Reprocessamento de hastes intramedulares/brocas intramedulares	•
Reprocessamento de cestos de rede	•
Reprocessamento de diversos utensílios	•
Caraterísticas do produto	
Cor	Preto
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura bruta em mm	55
Medida exterior, largura bruta em mm	90
Medida exterior, profundidade bruta em mm	95
Peso líquido em kg	0,06
Peso bruto em kg	0,06