

APH 596

Etiquetas

para utilização na impressora Segolabel APH 550 Sego (PRT 200).



- 1 rolo de 1.000 etiquetas adesivas dupla-face
- Cada etiq. tem uma superfície adesiva dupla c/ camada separadora

Código EAN: 4002514940632 / Número de material: 07951530 /
Número de material antigo: 68816201D

Gama de produtos	
Esterilizadores de bancada	•
Esterilizadores grandes	•
Equipamentos compatíveis	
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
PS 5662 V	•
PS 5666 V	•
PS 5669 V	•
PS 5962 H	•
PS 5966 H	•
PS 5968 H	•
PS 5969 H	•
Categoria do produto	
Documentação do processo/dos dados operacionais/ comunicação	•
Caraterísticas do produto	
Cor	Branco
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos de anestesia	•
Reprocessamento de instrumentos CMI	•
Reprocessamento de instrumentos de oftalmologia	•
Reprocessamento de instrumentos robóticos	•
Reprocessamento de instrumentos GIN	•
Reprocessamento de instrumentos de ORL	•
Reprocessamento de instrumentos dentários	•
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos	•
Reprocessamento de instrumentos ocos	•
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos ortopédicos	•
Reprocessamento de hastes intramedulares/brocas intramedulares	•
Reprocessamento de cestos de rede	•
Reprocessamento de diversos utensílios	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	0
Medida exterior, largura líquida em mm	0
Medida exterior, profundidade líquida em mm	0
Medida exterior, altura bruta em mm	55
Medida exterior, largura bruta em mm	90
Medida exterior, profundidade bruta em mm	95
Peso líquido em kg	0,30
Peso bruto em kg	0,39