

E 428

Carro

para colocação perfeita de conjuntos de instrumentos para cirurgia robótica.



- Adequado para 6 instrumentos da cirurgia robótica
- Dispõe de 1 ligação Duo e 1 ligação inversa por instrumento
- Para utilização do carro o ROBOTVARIO é requerido pelo programa*

* Os produtos químicos não estão incluídos no fornecimento e têm de ser encomendados em separado.

Código EAN: 4002514948805 / Número de material: 07973140 /
Número de material antigo: 69542801D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8536	•
Categoria do produto	
Carro para instrumentos robóticos	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto, Transparente
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos robóticos	•
Capacidade	
Instrumento robótico [número]	6
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	518
Medida exterior, largura líquida em mm	533
Medida exterior, profundidade líquida em mm	513
Medida exterior, altura bruta em mm	530
Medida exterior, largura bruta em mm	550
Medida exterior, profundidade bruta em mm	550
Peso líquido em kg	2,40
Peso bruto em kg	3,30