

E 198

Complemento

para colocação perfeita de até 6 cestos de rede/reniformes.



- Adequado para 6 cestos de rede ou reniformes
- 7 suportes (6 separadores), altura 160 mm mm, distância 67 mm mm

Código EAN: 4002514953373 / Número de material: 07984040 /

Número de material antigo: 68519801D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Equipamentos compatíveis	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Categoria do produto	
Complemento para cesto de rede	•
Complemento para reniformes/alguidares	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Número de compartimentos	6
Distância entre suportes em mm	67
Altura dos suportes em mm	160
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos dentários	•
Capacidade	
Diversos cestos de rede [número]	6
Reniformes [número]	6
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0-0
Frequência em Hz	0-0
Potência total em kW	0,00-0,00
Fusível em A	0-0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	160
Medida exterior, largura líquida em mm	180
Medida exterior, profundidade líquida em mm	495
Medida exterior, altura bruta em mm	185
Medida exterior, largura bruta em mm	210
Medida exterior, profundidade bruta em mm	530
Peso líquido em kg	0,65
Peso bruto em kg	0,90