

E 197

Complemento

para colocação perfeita de diversos conjuntos de instrumentos.



- Malha da base 3 mm, lados 1,7 mm, tampa 8 mm
- Pode ser esterilizado a vapor a 121 °C/134 °C

Código EAN: 4002514953380 / Número de material: 07984090 /
Número de material antigo: 68519701D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Equipamentos compatíveis	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Categoria do produto	
Tabuleiro de rede	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos dentários	•
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	42
Medida exterior, largura líquida em mm	150
Medida exterior, profundidade líquida em mm	225
Medida exterior, altura bruta em mm	75
Medida exterior, largura bruta em mm	170
Medida exterior, profundidade bruta em mm	240
Peso líquido em kg	0,55
Peso bruto em kg	0,62