


E 197

Complemento

para colocação perfeita de diversos conjuntos de instrumentos.



- Malha da base 3 mm, lados 1,7 mm, tampa 8 mm
- Pode ser esterilizado a vapor a 121 °C/134 °C

Código EAN: 4002514953380 / Número de material: 07984090 /

Número de material antigo: 68519701D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Categoria do produto</b>	
Tabuleiro de rede	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de instrumentos dentários	•
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0-0
Frequência em Hz	0-0
Potência total em kW	0,00-0,00
Fusível em A	0-0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	42
Medida exterior, largura líquida em mm	150
Medida exterior, profundidade líquida em mm	225
Medida exterior, altura bruta em mm	75
Medida exterior, largura bruta em mm	170
Medida exterior, profundidade bruta em mm	240
Peso líquido em kg	0,55
Peso bruto em kg	0,62