

E 337/1

Complemento

para colocação perfeita de instrumentos na vertical.



- Adequado para sondas, pinças ou espelhos bocais
- Equipado com 4 encaixes de plástico
- 12 compartimentos aprox. 22 x 28 mm largura
- 4 compartimentos aprox. 25 x 28 mm largura
- 48 divisórias aprox. 13 x 14 mm largura

Código EAN: 4002514953397 / Número de material: 07984130 /

Número de material antigo: 69533702D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Categoria do produto</b>	
Complemento/Módulo para instrumentos dentários	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de instrumentos dentários	•
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0-0
Frequência em Hz	0-0
Potência total em kW	0,00-0,00
Fusível em A	0-0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	148
Medida exterior, largura líquida em mm	173
Medida exterior, profundidade líquida em mm	445
Medida exterior, altura bruta em mm	205
Medida exterior, largura bruta em mm	240
Medida exterior, profundidade bruta em mm	490
Peso líquido em kg	1,91
Peso bruto em kg	2,16