

APH 330

Adaptador Gender Changer

para ligação de duas ligações em série com polos iguais.



- Utilizável com ferramentas seladoras HAWO
- Conector de 9 pinos, m/m

Código EAN: 4002514954219 / Número de material: 07986870 /  
Número de material antigo: 68815506D

Categoria do produto	
Documentação do processo/dos dados operacionais/comunicação	•
Caraterísticas do produto	
Cor	Prateado (ST)
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos de anestesia	•
Reprocessamento de instrumentos CMI	•
Reprocessamento de instrumentos de oftalmologia	•
Reprocessamento de instrumentos robóticos	•
Reprocessamento de instrumentos de ORL	•
Reprocessamento de instrumentos dentários	•
Reprocessamento de reniformes	•
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos	•
Reprocessamento de instrumentos ocus	•
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos ortopédicos	•
Reprocessamento de hastes intramedulares/brocas intramedulares	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	0
Medida exterior, largura líquida em mm	0
Medida exterior, profundidade líquida em mm	0
Peso líquido em kg	0,02
Peso bruto em kg	0,02