

DGGL 8

Recipiente para cozinhar a vapor perfurado

Para todos os fornos a vapor DG, exceto DG 7000.

Código EAN: 4002513714548 / Número de material: 08227240 /
Número de material antigo: 22899627D



- Para cozinhar legumes, peixe, carne e batatas sem caldo
- Perfeito para descongelar alimentos congelados
- Capacidade: 2,0 l, Volume útil: 1,7 l
- Medidas externas L x P x A: 325 x 265 x 40 mm
- Acessórios profissionais de produção europeia