

DGG 17

Recip. p/cozinhar a vapor não perfurado
para a preparação de alimentos com molhos, caldos, água (por ex., arroz, massa).



Código EAN: 4002513714555 / Número de material: 08227250 /
Número de material antigo: 22899628D

- Capacidade: 3,3 l, Volume útil: 2,0 l
- Medidas externas L x P x A: 325 x 354 x 40 mm
- De superfície em inox tratado, espessura da parede 0,6 mm
- Acessórios profissionais de produção europeia
- Não aplicável nos fornos a vapor com pressão da Miele