

DGG 20

Recip. p/cozinhar a vapor não perfurado  
para a preparação de alimentos com molhos, caldos, água (por ex., arroz, massa).

Código EAN: 4002515060650 / Número de material: 08246340 /  
Número de material antigo: 23996112D



- Capacidade: 2,4 l, Volume útil: 1,8 l
- Medidas externas L x P x A: 450 x 190 x 40 mm
- De superfície em inox tratado, espessura da parede 0,6 mm
- Acessórios profissionais de produção europeia
- Perfeito para fornos a vapor combinados da Miele