

DGGL 12

Recipiente para cozinhar a vapor perfurado
para branquear ou cozinhar legumes, peixe, carne e batatas, etc.

Código EAN: 4002514849904 / Número de material: 08249430 /
Número de material antigo: 23996108D



- Capacidade: 5,4 l, Volume útil: 3,3 l
- Medidas externas L x P x A: 448 x 386 x 40 mm
- De superfície em inox tratado, espessura da parede 0,6 mm
- Acessórios profissionais de produção europeia
- Perfeito para fornos a vapor combinados da Miele