

DGGL 20

Recipiente para cozinhar a vapor perfurado
para branquear ou cozinhar legumes, peixe, carne e batatas, etc.



Código EAN: 4002515014509 / Número de material: 08285410 /
Número de material antigo: 23996111D

- Capacidade: 2,4 l, Volume útil: 1,8 l
- Medidas externas L x P x A: 450 x 190 x 40 mm
- De superfície em inox tratado, espessura da parede 0,6 mm
- Acessórios profissionais de produção europeia
- Perfeito para fornos a vapor combinados da Miele