

E 806/1

Complemento

para colocação perfeita de 8 meias-tampas de tabuleiros.



- 9 suportes (8 compartimentos), L 295, distância 37 mm
- Tamanho máx. tabuleiro 290 x 30 mm

Código EAN: 4002514969718 / Número de material: 09013220 /

Número de material antigo: 69580603D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, odontologia	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Categoria do produto	
Complemento para tabuleiros/bandejas	•
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos dentários	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Número de compartimentos	8
Distância entre suportes em mm	37
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0-0
Frequência em Hz	0-0
Potência total em kW	0,00-0,00
Fusível em A	0-0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	114
Medida exterior, largura líquida em mm	305
Medida exterior, profundidade líquida em mm	348
Medida exterior, altura bruta em mm	125
Medida exterior, largura bruta em mm	330
Medida exterior, profundidade bruta em mm	480
Peso líquido em kg	0,71
Peso bruto em kg	0,84