

E 417/1

Complemento

para colocação perfeita de até 30 espéculos de otorrinolaringologia.



- Adequado p/ colocação de ap. 30 espéculos de otorrinolaringologia
- 280 compartimentos aprox. ?? x ??
- A malha da base é de 4 mm
- Aplicável no cesto superior e inferior

Código EAN: 4002514984605 / Número de material: 09033260 /
Número de material antigo: 69541702D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoria do produto	
Complemento para instrumentos de otorrinolaringologia	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Número de compartimentos	280
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos de ORL	•
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	80
Medida exterior, largura líquida em mm	220
Medida exterior, profundidade líquida em mm	435
Medida exterior, altura bruta em mm	85
Medida exterior, largura bruta em mm	225
Medida exterior, profundidade bruta em mm	465
Peso líquido em kg	1,30
Peso bruto em kg	1,72