

APH 591

Rolo de papel

para impressora de protocolo APH 500 PRT100 e APH 510 PRT110.



- 5 rolos de papel por embalagem
- Largura: 76 mm mm

Código EAN: 4002515000038 / Número de material: 09063410 /

Número de material antigo: 68817003D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Esterilizadores de bancada	•
Equipamentos compatíveis	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
Categoria do produto	
Documentação do processo/dos dados operacionais/comunicação	•
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de pipetas/tubos	•
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Reprocessamento de lâminas	•
Reprocessamento de butirómetros	•
Reprocessamento de frascos de farmácia/infusão	•
Reprocessamento de instrumentos de anestesia	•
Reprocessamento de instrumentos CMI	•
Reprocessamento de instrumentos de oftalmologia	•
Reprocessamento de instrumentos robóticos	•
Reprocessamento de instrumentos GIN	•
Reprocessamento de instrumentos de ORL	•
Reprocessamento de instrumentos dentários	•
Reprocessamento de socos de bloco OP	•
Reprocessamento de alguidares	•
Reprocessamento de reniformes	•
Reprocessamento de biberões	•

APH 591

Rolo de papel

para impressora de protocolo APH 500 PRT100 e APH 510 PRT110.



Código EAN: 4002515000038 / Número de material: 09063410 /

Número de material antigo: 68817003D

Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos	•
Reprocessamento de instrumentos ocus	•
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos ortopédicos	•
Reprocessamento de hastes intramedulares/brocas intramedulares	•
Reprocessamento de tabuleiros/bandejas	•
Reprocessamento de cestos de rede	•
Reprocessamento de provetas graduadas	•
Reprocessamento de recipientes, p. ex., depósitos de cal sodada	•
Reprocessamento de diversos utensílios	•

Caraterísticas do produto

Cor Branco

Dimensões e peso

Medida exterior, altura líquida em mm	790
Medida exterior, largura líquida em mm	76
Medida exterior, profundidade líquida em mm	790
Medida exterior, altura bruta em mm	1050
Medida exterior, largura bruta em mm	165
Medida exterior, profundidade bruta em mm	2100
Peso líquido em kg	1,39
Peso bruto em kg	1,49