

ProCare Universal 61 - 6 kg
Sal de regeneração, 3 x 2 kg
para regeneração ideal do descalcificador interno.



- Evita depósitos de calcário e protege a louça

Código EAN: 4002515075319 / Número de material: 09195780 /
Número de material antigo: 66916102EU1

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Máquinas de lavar louça ProfiLine	•
Máquinas de lavar louça de tanque	•
Máquinas de lavar louça de tanque com carga deslizante	•
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Recomendação de dosagem	
Valor de pH a 20 °C	10,9
Caraterísticas do produto	
Tipo de produto	Sal de regeneração
Composição	Sal grosso especial
Evita depósitos de calcário e protege o material a lavar	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	320
Medida exterior, largura líquida em mm	104
Medida exterior, profundidade líquida em mm	226
Medida exterior, altura bruta em mm	320
Medida exterior, largura bruta em mm	100
Medida exterior, profundidade bruta em mm	225
Peso do conteúdo em g	6000
Peso bruto em kg	6
Conformidades, certificação	
Conformidade GHS/CLP	•