

ProCare Universal 61  
Sal de regeneração, 3 x 2 kg  
para regeneração ideal do descalcificador interno.



- Evita depósitos de calcário e protege a louça

Código EAN: 4002515075319 / Número de material: 09195780 /  
Número de material antigo: 66916102EU1

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Máquinas de lavar louça ProfiLine	•
Máquinas de lavar louça de tanque	•
Máquinas de lavar louça de tanque com carga deslizante	•
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Tipo de produto	Sal de regeneração
Composição	Sal especial grosso
Evita depósitos de calcário e protege o material a lavar	•
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	320
Medida exterior, largura líquida em mm	104
Medida exterior, profundidade líquida em mm	226
Medida exterior, altura bruta em mm	320
Medida exterior, largura bruta em mm	100
Medida exterior, profundidade bruta em mm	225
Peso do conteúdo em g	6000
Peso bruto em kg	6
<b>Conformidades, certificação</b>	
Conformidade GHS/CLP	•