

## WTS 510

Base por baixo da bancada para uma carga e descarga mais confortáveis devido a um nível mais alto.

Código EAN: 4002515137208 / Número de material: 09322300 /  
Número de material antigo: 12996075D



- Muito espaço de armazenamento na gaveta devido à função Push-Pull
- Sem derrapagem do conteúdo graças ao tapete antiderrapante
- Para máquinas de lavar W1, W1 Classic e WT1 (exceto WTZH/WTW)
- Para máquinas de secar roupa: T1 e T1 Classic
- Não adequada para instalação em coluna
- Altura do WTS: 35 cm
- Cor: Branco lótus