

U 508
Cesto
para inserção ideal de chávenas.



- Com 4 séries para chávenas com um diâmetro máx. de 10 cm

Código EAN: 4002515249987 / Número de material: 09508650 /
Número de material antigo: 67650801D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Máquinas de lavar louça de tanque	•
Máquinas de lavar louça de tanque com carga deslizante	•
Equipamentos compatíveis	
G 8066	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
Categoria do produto	
Cesto para chávenas	•

U 508
Cesto
para inserção ideal de chávenas.



Código EAN: 4002515249987 / Número de material: 09508650 /
Número de material antigo: 67650801D

Caraterísticas do produto

Material	Arame, rev. em Rilsan, Plástico
----------	------------------------------------

Cor	Azul, Branco
-----	--------------

Número de filas	4
-----------------	---

Capacidade

Chávenas [número]	20
-------------------	----

Dimensões e peso

Medida exterior, altura líquida em mm	104
---------------------------------------	-----

Medida exterior, largura líquida em mm	500
--	-----

Medida exterior, profundidade líquida em mm	500
---	-----

Medida exterior, altura bruta em mm	260
-------------------------------------	-----

Medida exterior, largura bruta em mm	520
--------------------------------------	-----

Medida exterior, profundidade bruta em mm	530
---	-----

Peso líquido em kg	2,00
--------------------	------

Peso bruto em kg	2,50
------------------	------