

U 513

Cesto

com um lado do cesto aberto para a inserção ideal de tabuleiros.



- Com 9 fileiras
- Distância entre fixadores 45 mm
- Não aplicável em máquinas de lavar louça de água renovada

Código EAN: 4002515250143 / Número de material: 09508710 /
Número de material antigo: 67651301D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar louça de tanque	•
Máquinas de lavar louça de tanque com carga deslizante	•
Equipamentos compatíveis	
G 8066	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PTD 704	•
Categoria do produto	
Cesto para bandejas	•
Caraterísticas do produto	
Material	Plástico
Cor	Cinzentos
Número de filas	9
Distância entre suportes em mm	45
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	109
Medida exterior, largura líquida em mm	500
Medida exterior, profundidade líquida em mm	500
Medida exterior, altura bruta em mm	260
Medida exterior, largura bruta em mm	520
Medida exterior, profundidade bruta em mm	530
Peso líquido em kg	1,90
Peso bruto em kg	2,40