

KTU 530

Conjunto de adaptação

para inserção de cestos com dimensões exteriores até 53 x 53 cm.



- Composto por 2 fixadores de aço inoxidável
- Para adaptação do suporte de cestos standard na PG 8172

Código EAN: 4002515250150 / Número de material: 09508720 /
Número de material antigo: 67853004D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar louça de tanque com carga deslizante	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
Categoria do produto	
Suportes de cestos	•
Conjunto de adaptação	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	0
Medida exterior, largura líquida em mm	0
Medida exterior, profundidade líquida em mm	0
Medida exterior, altura bruta em mm	100
Medida exterior, largura bruta em mm	150
Medida exterior, profundidade bruta em mm	750
Peso líquido em kg	0,24
Peso bruto em kg	0,50